

Uniforce



用于试样夹具座中显微分析用试样固定的水平调整装置。**Uniforce**设计现代、优雅，结构坚固，是对试样进行快速、精确水平调整的必备工具。

进行全自动显微分析用试样的制备时，需要将试样在试样夹具座中水平固定。事实上，如果试样夹具座中的试样没有被水平固定，即使增加再多的后续制备步骤也于事无补。解决水平固定的方法就是采用一种试样水平调整装置，在固定试样时将试样紧紧压在调平盘上。

两种型号

Uniforce共有基本型和高级型两种，操作均简便快速，但高级型配备了一个试样定位压脚，可在水平调整试样时获得更佳的平面度，操作也更为简单，无需人工对试样定位。

可靠性高，速度快

Uniforce的结构非常坚固，可日复一日连续工作多年，最大限度地快速、高质量的试样制备创造最佳条件。因夹紧每个试样后试样夹具座不必重新松开，故试样固定非常方便快捷。两个用于试样夹紧的内六角扳手位于专用座孔中，方便您的取用。试样的突出长度有两种选择：3毫米或6毫米。通常选择3毫米，但在需要磨削较多材料时可选择6毫米。



高级型Uniforce既可固定试样也可固定试样夹具座，为完美的水平调整效果提供了保障。



司特尔(上海)国际贸易有限公司
上海市南京西路580号南证大厦
2705室, 200041
电话 +86 (21) 5228 8811
传真 +86 (21) 5228 8821
struers.cn@struers.dk

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk

CHINA
Struers (Shanghai) Ltd.
Room 2705, Nanzheng Bldg.
580 Nanjing Road (W)
CN - Shanghai 200041
Phone +86 (21) 5228 8811
Fax +86 (21) 5228 8821
struers.cn@struers.dk

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

DEUTSCHLAND
Struers GmbH
Karl-Arnold-Strasse 13 B
D-47877 Willich
Telefon +49(0)2154) 486-0
Telefax +49(0)2154) 486-222
verkauf.struers@struers.de

THE NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Electraweg 5
NL-3144 CB Maassluis
Tel. +31 (0) 10 599 72 09
Fax +31 (0) 10 599 72 01
glen.van.vugt@struers.de

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 625 711
Telefax +43 662 625 711 78
stefan.lintschinger@struers.de

BELGIQUE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstrasse 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 17 77 63 07
Telefax +41 17 77 63 09
rudolf.weber@struers.de

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Erskine Ferry Road,
Old Kilpatrick
Glasgow, G60 5EU
Phone +44 1389 877 222
Fax +44 1389 877 600
info@struers.co.uk

CZECH REPUBLIC
Struers GmbH
Ocelářská 799
CZ-190 00 Praha 9
Tel. +420 2 84 818 227
Fax +420 2 660 32 278
david.cernicky@struers.de

USA and CANADA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Lirowa 27
PL-02-387 Warszawa
Tel. +48 22 824 52 80
Fax +48 22 882 06 43
grzegorz.uszynski@struers.de

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015,
Phone +81 3 5688 2914
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarországi fióktelep
Puskás Tivadar u. 4
H-2040 Budaörs
Phone +36 (23) 428-742
Fax +36 (23) 428-741
zoltan.kiss@struers.de

SINGAPORE
Struers A/S
10 Eunos Road 8,
#12-06 North Lobby
Singapore Post Centre
Singapore 408600
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

技术数据

型号		尺寸	
高级型	作用在试样夹具座盘上的固定压力: 最小值为450牛顿	高	390 毫米
		深	360 毫米
	作用在试样上的固定压力: 250~450 牛顿	宽	300 毫米
		重量	16.5 千克
基本型	作用在试样夹具座盘上的固定压力: 最小值为450牛顿	高	390 毫米
		深	360 毫米
		宽	300 毫米
		重量	15 千克

规格

型号		代码
高级型	用于140毫米、160毫米和200毫米直径试样夹具座中试样水平调整的装置。带试样定位压紧。	MAXFU
基本型	用于140毫米、160毫米和200毫米直径试样座中试样水平调整的装置。	MAXWI

本着持续改进产品的宗旨，司特尔进行产品改进时保留不另行通知的权利。

www.struers.com