


		Axitom-5
Kapacita	Výška x Délka	110 x 245 mm (4,3" x 9,6")
	Průměr	125 mm (4,9")
	Délka řezání	400 mm (15,7")
Řezný kotouč	Průměr	350 mm (14")
	Průměr trnu	32 mm (1,26")
Motor řezného kotouče	Rychlost otáčení	1 450 ot./min. (motor), 1 957 ot./min. (COW) @ 3 x 200 V / 50 Hz
		1 730 ot./min. (motor), 1 937 ot./min. (COW) @ 3 x 200-210 V / 60 Hz
		1 705 ot./min. (motor), 1 909 ot./min. (COW) @ 3 x 220-240 V / 60 Hz
		1 450 ot./min. (motor), 1 957 ot./min. (COW) @ 3 x 380-415 V / 50 Hz
		1 745 ot./min. (motor), 1 954 ot./min. (COW) @ 3 x 380-415 V / 60 Hz
		1 745 ot./min. (motor), 1 954 ot./min. (COW) @ 3 x 460-480 V / 60 Hz
		Výškové nastavení řezného kotouče
Řezací stůl	Šířka	591 mm (23,3")
	Hloubka	492 mm (19,4")
	T-drážky	T-drážka s vyměnitelnými deskami T-drážky, 12 mm
	Rychlost podávání	0,05-5 mm/s (0,002" - 0,2"/s)
Laser		Ne
Software a elektronika	Ovládací prvky	Otáčení/stisknutí knoflíku, tlačítek
	Displej	LCD, TFT barevný 5,7", 320 x 240 bodů s LED podsvícením
Bezpečnostní normy		Označení CE podle směrnic EU
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Provozní prostředí	Okolní teplota	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlhkost	35-85 % relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace

		Axitom-5
Zdroj napájení 1	Napětí/frekvence	3 x 200 V / 50 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	5,5 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	42 A
Zdroj napájení 2	Napětí/frekvence	3 x 200-210 V / 60 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	6,6 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	42,6 A
Zdroj napájení 3	Napětí/frekvence	3 x 220-240 V / 60 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	6,6 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	38,4 A
Zdroj napájení 4	Napětí/frekvence	3 x 380-415 V / 50 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	5,5 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	28,6 A
Zdroj napájení 5	Napětí/frekvence	3 x 380-415 V / 60 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	6,6 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	28,6 A

		Axitom-5
Zdroj napájení 6	Napětí/frekvence	3 x 460-480 V / 60 Hz
	Vstup napájení	3 fáze (3L + PE)
	Napájení S1	6,6 kW
	Napájení S3	60 %
	Napájení, nečinnost	20 W
	Proud, max.	26,6 A
Chladicí systém		Možnost. Coolimat-2000 nebo Cooli System 4
Odsávání	Doporučená kapacita	80 mm (3,15")
Pokročilé funkce	Stůl X, automatické	Stůl XY
	Stojan X, ruční	Není relevantní
	Otočný stojan	Není relevantní
Kategorie bezpečnostního obvodu/Úroveň výkonu	Zámek dveří	PL d, EN 60204-1 Kategorie zastavení 0, EN ISO 13849-1
	Blokovací zámek dveří	PL a, EN 60204-1 Kategorie zastavení 0, EN ISO 13849-1
	Hold-to-run	PL c, EN 60204-1 Kategorie zastavení 0, EN ISO 13849-1
	Nouzový vypínač	PL c, EN 60204-1 Kategorie zastavení 0, EN ISO 13849-1
	Sledování rychlosti os	PL c EN ISO 13849-1
	Systém kapalin - chlazení	PL b EN ISO 13849-1
	Systém kapalin - AxioWash	PL b EN ISO 13849-1
	Proudový chránič (RCCB)	
Hladina hluku	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 75,2 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB Měření provedena v souladu s normou EN ISO 11202
Úroveň vibrací	Deklarovaná emise vibrací	Není relevantní
Rozměry a hmotnost	Šířka	115,5 cm (45,5")
	Hloubka, se zástrčkou	130,5 cm (51,4")
	Výška	174,5 cm (68,7")
	Hmotnost	758 kg (1 670 lb)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Axitom-5

Č. dokumentu: 15487750_B_cs
Datum vydání: 2023.06.14