

		Secotom-60
<b>Kapacitet</b>	Højde x Længde	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Diameter	70 mm (2,8")
	Skærelængde	0-200 mm (0 - 7,9") i trin på 0,1 mm
<b>Skæreskive</b>	Diameter	75-203 mm (3-8")
	Diameter på bor	12,7 mm (0,5") og 22 mm (0,86")
<b>Skæreskivemotor</b>	Rotationshastighed	300-5.000 rpm i trin på 100 rpm
	Højdejustering af skæreskive	40 mm (1,6") automatisk
<b>Skærebord</b>	Bredde	258 mm (10,2")
	Dybde	184 mm (7,2")
	T-spor	T-spor med udskiftelige T-sporplader, 8,0 mm (7 stk.)
	Fremføringshastighed	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) i trin på 0,005 mm
<b>Laser</b>		Klasse 1M
<b>Software og elektronik</b>	Taster	Folieforplade, joystick og Drej/Tryk Knap
	Display	LCD, TFT-farve 5,7", 320x240 dots med LED-baggrundsllys
<b>Sikkerhedsstandarder</b>		CE-mærket i henhold til EU-direktiver
<b>REACH</b>		Kontakt det lokale Struers-kontor for at få oplysninger om REACH.
<b>Driftsmiljø</b>	Omgivende temperatur	5-40 °C (41-104 °F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende
<b>Strømforsyning</b>	Spænding/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE) Den elektriske installation skal overholde "Installationskategori II"
	Strøm S1	1,1 kW
	Strøm S3	1,5 kW
	Strøm, tomgang	13 W
	Current, maks.	14,8 A
	<b>Kølesystem</b>	

		Secotom-60
<b>Kategorier for sikkerhedskredsløb/Ydelsesniveau</b>	Sikkerhedsafbrydersystem til skærm	PL e, kategori 3 Stopkategori 0
	Skærmlås	PL b, kategori 3 Stopkategori 0
	Hold-for-kørsel-funktion	PL d, kategori 1 Stopkategori 0
	Nødstop	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
	Utilsigtet start af væskesystem	PL b, kategori 3
	Overvågning af aksehastighed, bevægelse af Y-bord	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Overvågning af skæreskive og hastighedsbegrænsning	PL d, kategori 3
	Overvågning af aksehastighed, lodret aksebevægelse	PL d, kategori 3
<b>Udsugning</b>	Anbefalet kapacitet	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /t) ved 0 mm vandmåler
<b>Avancerede funktioner</b>	X-bord, automatisk	Ja. Valgfri
	X-stativ, manuelt	Ja. Valgfri
	Roterende stativ	Ja. Valgfri
<b>Lydniveau</b>	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	L <sub>pA</sub> = 72 dB(A) (målt værdi). Usikkerhed K = 4 dB Målinger foretaget i henhold til EN ISO 11202
<b>Vibrationsniveau</b>	Erklæret vibrationsemission	Ikke relevant
<b>Dimensioner og vægt</b>	Bredde	64 cm (25,4")
	Dybde (med stik)	78 cm (27,6")
	Højde (skærm lukket)	44 cm (17,3")
	Højde (afskærmning åben)	105,5 cm (41,5")
	Vægt	77 kg (170 lbs)