

Xmatic Compact sans bande de transport verticale			
Capacité	Échantillons individuels	Non	
	Porte-échantillons	Diamètre : 140 mm pour MD-Disc 250 mm Diamètre : 160 mm pour MD-Disc 300 mm	
Station de prépolissage et de polissage MD	Diamètre	250 (10") mm ou 300 mm (12")	
	Vitesse de rotation	50 - 600 t/m (1000 t/m lors du séchage par tour du disque)	
	Sens de rotation	Sens horaire	
	Puissance du moteur		
	Continu (s1)	1,5 kW	
Porte-échantillons motorisé	Porte-échantillons	Applicable uniquement avec les porte-étiquettes RFID	
	Poids max.	4 kg (8,8 lb) y compris échantillons	
	Hauteur max. de l'échantillon	40 mm (1,6")	
	Dépassement max. de l'échantillon sous le porte-échantillons	6 mm (0,2")	
	Force	50 à 500 N par incréments de 10 N	
	Précision de la force	+/-10% jusqu'à 100N, +/-10N au-delà	
	Vitesse de rotation		
	en processus	50 à 300 t/m, réglable par incréments de 10	
	lors du séchage	1200 t/m	
	Sens de rotation	Antihoraire, horaire	
	Moteur	1,1 kW	
	Couple	7,3 Nm @ 150 t/m	
	Élévateur MD	Nombre de supports MD	8
	Station de nettoyage	Eau à haute pression	40 bar (580 psi)
Alcool et savon		Oui	
Caractéristiques	Enlèvement de matière	0,05 mm à 6 mm (0,002 à 0,2") sur la station de prépolissage et de polissage MD	
	Dressage des supports MD	Automatique (pointe diamantée/bâtonnet d'oxyde d'aluminium)	
	Dosage automatique		7 pompes pour suspension OP ou DP
			1 distributeur d'alcool pour station de nettoyage
		1 distributeur de savon pour station de nettoyage	
		Nettoyage automatique des tubes de dosage	

Xmatic Compact sans bande de transport verticale		
Options	Nettoyage aux ultrasons	Oui
	Recyclage pour la station de prépolissage/polissage MD	Oui
Logiciels et composants électroniques	Écran tactile	Capacitif
	Affichage	LCD, 12,1" (1280 x 800)
Normes de sécurité/directives/législation	Voir la Déclaration de Conformité/le Mode d'emploi.	
REACH	Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers.	
Environnement opérationnel	Température ambiante	
	Pendant le fonctionnement	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Pendant le transport	-25°C - 55°C (transport)
		-25°C - 70°C (24 heures maximum pendant le transport)
Humidité	35 - 85 % d'humidité relative sans condensation	
Alimentation en eau (eau du robinet)	Flux	Min. 10 l/m (2,6 gpm)
	Raccord d'arrivée d'eau	3/4"
	Pression	2 - 4 bar (29 - 58 psi)
Écoulement des eaux usées	Diamètre	50 mm (1,97")
	Hauteur de l'écoulement	50 cm (19,7") au-dessus du sol
	Distance max. à l'évacuation	600 cm (20')
	Inclinaison	Min. 8 %
Alimentation en air comprimé	Pression	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Flux	Min. 200 l/m (53 gpm)
	Qualité recommandée	Classe-3, comme spécifié dans la norme ISO 8573-1

Xmatic Compact sans bande de transport verticale		
Alimentation en courant	Tension/fréquence	220 V/430 V +/-15 % (50/60 Hz)
	Entrée du courant	15 A
	Puissance	
	Charge max.	2,4 kW
	- Charge nominale	1,5 kW
	- Courant de veille	250 W
	Courant	
	Nominal 220 V	6 A
	Nominal 430 V	4 A
	Max. 220 V	15 A
	Max. 430 V	8 A
	Courant, charge maximum	6,5 A (1 ph.)
	SCCR	25 kA
	I _k min	180 A
Disjoncteur différentiel (DD)	La machine n'a pas plus de 6 mA de courant résiduel. Le RCCB de type A peut être utilisé.	
Bornes de raccordement à l'alimentation électrique	Taille maximale du conducteur 10 mm ² /AWG 6	
Système d'aspiration	Diamètre	100 mm (4")
	Capacité minimum	250 m ³ /h (8830 ft ³ /h)
Dimensions et poids	Largeur	149 cm (586,6")
	Profondeur	75,0 cm (29,5")
	Hauteur	189,0 cm (74,4")
	Hauteur (avec couvercle ouvert)	244,0 cm (96,0")
	Poids	690 kg (1522 lb)

Xmatic Compact sans bande de transport verticale

Catégories de sécurité des circuits / Niveau de performance	SF-1 Arrêt d'urgence	PL c, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
	SF-4 Fonction de vitesse limitée, tête motorisée	PL d, Catégorie 3 Catégorie d'arrêt 0
	SF-5 Verrouillage du couvercle de protection principal, mouvements dangereux	PL c, Catégorie 3 Catégorie d'arrêt 0
	SF-5A Verrouillage du couvercle de protection principal, eau et éthanol	PL d, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
	SF-6 Verrouillage du couvercle de protection principal avec dispositif de verrouillage	PL a, Catégorie b Catégorie d'arrêt 0
	SF-7 Dispositif de verrouillage de porte de l'élévateur MD	PL d, Catégorie 3 Catégorie d'arrêt 0
	SF-8 Dispositif de verrouillage de porte de l'élévateur MD	PL c, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
	SF-10 Verrouillage des portes de l'unité de recyclage, station MD	PL b, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
	SF-12 Minuterie d'aspiration d'alcool	PL b, Catégorie 1 Catégorie d'arrêt 0
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail	LpA = 64,4 dB(A) (valeur mesurée). Incertitude K = 4 dB
Niveau de bruit ultrasonique	Niveau de pression d'ultrasons équivalent (niveau d'ultrasons équivalent)	Lteq, T=95,2 dB (valeur mesurée). Incertitude K = 2 dB
Niveau d'émission sonore	<p>Les chiffres indiqués représentent les niveaux d'émission et ne sont pas nécessairement des niveaux opérationnels sûrs. Même s'il y a corrélation entre les niveaux d'émission et d'exposition, cela ne détermine pas de façon fiable si de plus amples précautions sont nécessaires ou non. Les facteurs qui influencent le</p> <p>niveau réel d'exposition du personnel incluent les caractéristiques du local de travail et les autres sources sonores, c'est-à-dire le nombre de machines et autres processus connexes. Aussi, le niveau d'exposition permissible peut varier d'un pays à l'autre. Cette information permettra, cependant,</p> <p>à l'utilisateur de la machine de procéder à une meilleure évaluation du danger et du risque.</p>	