

Magnutom-5000		
Vágókapacitás	Magasság x Hosszúság	190 × 254 mm (7,5 × 10") 184 × 394 mm (7,2 × 15,5") - COW az asztal felett 114 × 612 mm (4,5 × 24,1") - COW az asztal alatt
	Átmérő	190 mm (7,5")
	Vágási hossz	394 mm (15,5") - COW az asztal felett 612 mm (24,1") - COW az asztal alatt
Vágótárcsa	Átmérő	508 mm (20")
	Tengely átmérője	32 mm (1,26")
Vágótárcsa-motor	Forgási sebesség	1000–2500 ford/perc
Pozicionálás és előtolás	Pozicionálási tartomány	X: 370 mm (14,6") Y: 394 mm (15,1") Z: 213 mm (8,4") R: 360°
	Maximális pozicionálási sebesség	X: 50 mm/s (2"/s) Y: 70 mm/s (2,8"/s) Z: 40 mm/s (1,6"/s) R: 18°/s
	Előtolási sebesség tartománya	0,05 - 10 mm/mp 0,05 mm-es lépésekben (2 –400 mil/mp 2 mil lépésekben)
Vágóasztal (rögzített)	Szélesség	751 mm (29,6")
	Mélység	781 mm (30,7")
	T-hornyok	12 mm (0,48")
Vágóasztal (x-asztal)	Szélesség	524 mm (20,6")
	Mélység	781 mm (30,7")
	T-hornyok	12 mm (0,48")
Vágóasztal (x-asztal forgóasztallal)	Méret	Nyolcszögű 493 mm (19,4")
	T-hornyok	12 mm (0,48")
Lézer		Lézerosztály 2M-ig
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad, joystick, gombok
	Kijelző	Színes TFT 5,7", 320 × 240 képpont LED-es háttérvilágítással
Biztonsági szabványok		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.

Magnutom-5000		
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet – tárolás/szállítás	5 – 40 °C (40 – 105 °F) / 0 – 60 °C (32 – 140 °F)
	Nedvesség - tárolás/szállítás	10–85% RH nem lecsapódó / 0–90% RH nem lecsapódó
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	3 x 380–480V / 50–60Hz
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	11 kW (14,7 LE)
	S3 tápellátás, 15%	16 kW (21,5 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	34 A
	Áram, max.	48 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	31 A
Hűtőrendszer		Coolimat-2000
Biztonsági áramköri kategóriák/Teljesítményszint	Védőreteszelő	PL d
	Védelmi blokkolás zárja, kamrához való hozzáférés	PL c
	Védelmi blokkolás zárja, STOP után	PL a
	Védelmi blokkolás zárja, áramszünet után	PL a
	Tengely menetstabilizálása fordulatszám-ellenőrzéssel	PL c
	Tengelyfordulatszám-ellenőrzés menetstabilizálással	PL d
	Vészleállítás	PL c
	A folyadékrendszer nem szándékos elindítása	PL b
Elszívó	Javasolt kapacitás	700 m ³ /h (25000 láb ³ /h) 0 mm (0") vízmérő.
Speciális funkciók	X asztal, automatikus	Igen - opció
	X állvány, manuális	Nem
	Forgóasztal	Igen - opció
Zajszint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaállomásokon	LpA = 69,2 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB (A) Az EN ISO 11202 szabványnak megfelelően végzett mérések

Magnutom-5000		
Méretek és tömeg	Szélesség	1866 mm (73,5")
	Szélesség (az elülső ajtó nyitva)	1964 mm (77,3")
	Szélesség (az oldalsó ajtó nyitva)	2508 mm (98,7")
	Szélesség (mindkét ajtó nyitva)	2605 mm (102,6")
	Szélesség (alagúttal)	2180 mm (85,8")
	Mélység	1462 mm (57,6")
	Magasság	1944 mm (76,5")
	Tömeg	2650 kg (5840 font)

Dok. sz.: 16587750_B_hu
Kiadás dátuma: 2022.05.15