

		Discotom-100
Kapacitás	Magasság x Hosszúság	65 × 160 mm (2,6" × 6,3")
	Átmérő	119 mm (4,7")
	Vágási hossz	195 mm (7,7")
Vágótárcsa	Átmérő	300 mm (12")
	Tengely átmérője	32 mm (1,26")
Vágótárcsa-motor	Forgási sebesség	1500-3000 ford/perc
	A vágótárcsa magasságának beállítása	165 mm (6,5")
Vágóasztal	Szélesség	538 mm (21,2")
	Mélység	270 mm (10,6")
	T-hornyak	10 mm (0,39")
	Maximális pozicionálási sebesség	Y = 20 mm/mp (0,8"/mp). X = 10 mm/mp (0,4"/mp)
	Előtolási sebesség	0,05-2,5 mm/mp 0,05 mm-es lépésekben (2-200 mil/mp 2 mil lépésekben)
Lézer		Opcionális (lézerosztály akár 2M-ig)
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad
	Kijelző	LCD, színes TFT 5,7", 320 × 240 képpont LED-es háttérvilágítással
Biztonsági szabványok		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5-40°C (41-104°F)
	Páratartalom	35-85 %RH, nem lecsapódó
Tápellátás 1	Feszültség/frekvencia	3 × 200-240 V/50-60 Hz
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	4 kW (5,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	16 A
	Áram, max.	30 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	14,7 A

		Discotom-100
Tápellátás 2	Feszültség/frekvencia	3 × 380-480 V/50-60 Hz
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	4 kW (5,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	8 A
	Áram, max.	15 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	8,5 A
Hűtőrendszer		4. hűtőrendszer
Elszívó	Javasolt kapacitás	50 m ³ /h (1750 láb ³ /h) 0 mm (0") a vízmérőn.
Speciális funkciók	X asztal, automata	Igen, méret: 240 × 270 mm (9,4" × 10,6")
	X állvány, kézi	Nem
	Forgóállvány	Nem
Biztonsági áramköri kategóriák/Teljesítményszint	Vészleállítás	PL c, Kategória 1 Kategória leállítása 0
	Biztonsági védőfedél	PL d, Kategória 3 Kategória leállítása 0
	Biztonsági védőzár	PL a, Kategória B Kategória leállítása 0
	A recirkulációs folyadék nem szándékos elindulása	PL b, Kategória 1
	Rögzítve tartandó gomb funkció	PL d, Kategória 3 0 leállítási kategória
Maradékáram-megszakító (RCCB)		B típus, 30 mA (vagy annál jobb) szükséges
Zajsztint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkahelyeken	LpA = 79,5 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB (A) Az EN ISO 11202 szabványnak megfelelően végzett mérések
Rezgésszint	Deklarált rezgés-kibocsátás	A test felső részét érő teljes rezgésterhelés nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket.

		Discotom-100
Méreték és tömeg	Szélesség (fő ház)	92 cm (36,1")
	Szélesség (fogantyúval és öblítőpisztollyal)	105 cm (41,4")
	Szélesség (egy csatorna)	Bal: 140 cm (55,1")
	Szélesség (két csatorna)	N.a.
	Mélység	89 cm (34,9")
	Magasság(védőfedél lezárva, fogantyúval)	87 cm (34,2")
	Magasság (védőfedél nyitva)	108 cm (42,5")
	Tömeg	204 kg (450 font)