

		Labotom-20
<b>Kapacitás</b>	Magasság × hosszúság	95 × 200 mm (3,7" × 10")
	Átmérő	110 mm (4,7")
	Vágási hossz	305 mm (12")
<b>Vágótárcsa</b>	Átmérő	350 mm (14")
	Tengely átmérője	32 mm (1,3")
<b>Vágótárcsa-motor</b>	Forgási sebesség	2500 ford/perc
	A vágótárcsa magasságának beállítása	-
<b>Vágóasztal</b>	Szélesség	340 mm (13,4")
	Mélység	313 mm (12,3")
	T-hornyok	T-horony cserélhető T-hornyos lemezekkel, 10 mm (4 db + 3 db)
	Előtolási sebesség	Kézi szabályozás
<b>Lézer</b>		2M osztály
<b>Szoftver és elektronika</b>	Kezelőszervek	Érintőpad
	Kijelző	N.a.
<b>Biztonsági szabványok</b>		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
<b>REACH</b>		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
<b>Működési környezet</b>	Környezeti hőmérséklet	5-40 °C (-41-104 °F)
	Páratartalom	35-85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
<b>1. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 200 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	22,9 A
	Áram, max.	45,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	21,9 A

		<b>Labotom-20</b>
<b>2. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 200-210 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	27,1 A
	Áram, max.	54,2 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	26,1 A
<b>3. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 220-230 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	20,1 A
	Áram, max.	40,2 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	19,1 A
<b>4. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 220-240 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	22,5 A
	Áram, max.	45 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	21,5 A

<b>Labotom-20</b>		
<b>5. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 380-415 V (50 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	5,5 kW (7,4 LE)
	Power S3 15%	7,5 kW (10 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	12 A
	Áram, max.	24 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	11 A
<b>6. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 380-415 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	13,4 A
	Áram, max.	26,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	12,4 A
<b>7. tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	3 × 460-480 V (60 Hz)
	Tápbemenet	3L + (N) + PE
	S1 tápellátás	N.a.
	S3 tápellátás, 60%	6,6 kW (8,8 LE)
	Power S3 15%	8,5 kW (11,4 LE)
	Áramfelvétel, névleges terhelés	12,4 A
	Áram, max.	24,8 A
	A legnagyobb motor vagy terhelés névleges amperértéke	11,4 A
<b>Hűtőrendszer</b>	Opció	4. hűtőrendszer
<b>Elszívó</b>	Javasolt kapacitás	150 m <sup>3</sup> /h (5300 láb <sup>3</sup> /h) 0 mm (0") vízmérő.
<b>Speciális funkciók</b>	X asztal, manuális	Opció
	X állvány, manuális	N.a.
	Forgóállvány	N.a.

		<b>Labotom-20</b>
<b>Biztonsági áramköri kategóriák/teljesítményszint</b>	Vészleállító	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
	Biztonsági védőfedél	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Biztonsági fedélzár	PL a, B kategória 0 leállítási kategória
	A recirkulációs folyadék nem szándékos elindulása	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
<b>Maradékáram-megszakító (RCCB)</b>		A típusú, 30 mA-es (vagy erősebb) szükséges
<b>Zajszt</b>	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaalomásokon	LpA = 72 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB
<b>Rezgésszint</b>	Deklarált rezgés kibocsátás	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (mért érték). Bizonytalanság (K) = $0,2 \text{ m/s}^2$
<b>Méreték és tömeg</b>	Szélesség (fő ház)	73 cm (28,9")
	Szélesség (fogantyúval)	89 cm (35,2")
	Szélesség (egy csatorna)	Bal: 134 cm (52,8") Jobb: 126 cm (49,4")
	Szélesség (két csatorna)	170 cm (67")
	Mélység	94 cm (37,1")
	Magasság (védőfedél lezárva, fogantyúval)	90 cm (35,6")
	Magasság (védőfedél nyitva)	122 cm (48")
	Tömeg	225 kg (496 font)