

		Minitom
Capacità	Altezza x Lunghezza	30 x 40 mm. (1,2" x 1,6")
	Diametro	40 mm (1.6")
	Forza di taglio massima	0,34 N
Disco di taglio	Diametro	100-127 mm. (4"-5")
	Diametro dell'albero	12,7 mm (0,5")
Motore del disco di taglio	Velocità di rotazione	100-420 giri/min
Serbatoio di ricircolo	Volume	250 l (0,07 gal)
Software ed elettronica	Comandi	Tappetino
	Display	N/A
Normative sulla sicurezza		Vedere la Dichiarazione di conformità
PORTATA		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5-40 °C (41 - 131 °F)
	Umidità	< 95 % RH senza condensa
	Livello di rumorosità	L(Pa)=58 dBa(A)
Alimentazione	Voltaggio/frequenza	100-250 AVC 50-60 Hz
	Ingresso alimentazione	1L + (N) + PE
	Alimentazione S1	N/A
	Potenza, carico nominale	3,2 A
	Corrente, max	4,8 A
	Amperaggio del motore o carico più grande	N/A
Dimensioni e peso	Larghezza	27,5 cm. (10,8")
	Profondità (corpo principale)	28 cm (11")
	Profondità (con maniglia)	41 cm. (16")
	Altezza (corpo principale)	20,5 cm (8,1")
	Altezza (con manopola)	25,6 cm (10,1")
	Peso	8 kg (17,6 lb)