

		Discotom-10
<b>Kapacita</b>	Výška x Dĺžka	65 x 150 mm (2,6 x 5,9")
	Priemer	94 mm (3,7")
	Dĺžka rezania	190 mm (7,5")
<b>Rezný kotúč</b>	Priemer	250 mm (9,8")
	Priemer Arbor	32 mm (1,26")
<b>Motor rezného kotúča</b>	Rýchlosť otáčania	2 850 ot./min.
	Nastavenie výšky rezného kotúča	165 mm (6,5")
<b>Rezací stôl</b>	Šírka	538 mm (21,2")
	Hĺbka	270 mm (10,6")
	Otvory v tvare písmena T	10 mm (0,39")
	Max. rýchlosť polohovania	Y = 20 mm/s (0,8"/s). X = 10 mm/s (0,4"/s)
	Rýchlosť posuvu	0,05 - 2,5 mm/s v krokoch po 0,05 mm (2 - 200 mils/s v krokoch po 2 mils)
<b>Laser</b>		Voliteľný (trieda lasera max. 2M)
<b>Softvér a elektronika</b>	Ovládače	Dotykový panel
	Displej	LCD, 5,7" TFT-farebný displej, 320 x 240 bodov s LED podsvietením
<b>Bezpečnostné normy</b>		S označením CE v súlade so smernicami EÚ
<b>REACH</b>		Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers.
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Teplota okolia	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vlhkosť	35 - 85 % RV, nekondenzujúca
<b>Napájací zdroj 1</b>	Napätie/frekvencia	3 x 200 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	2,5 kW (3,4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	14 A
	Elektrický prúd, max.	20 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	9,7 A

		Discotom-10
<b>Napájací zdroj 2</b>	Napätie/frekvencia	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	3 W (4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	15 A
	Elektrický prúd, max.	23 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	11 A
<b>Napájací zdroj 3</b>	Napätie/frekvencia	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	2,5 kW (3,4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	12 A
	Elektrický prúd, max.	18 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	8,5 A
<b>Napájací zdroj 4</b>	Napätie/frekvencia	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	3 W (4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	14 A
	Elektrický prúd, max.	20 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	9,7 A
<b>Napájací zdroj 5</b>	Napätie/frekvencia	3 x 380 - 400 V (50 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	2,5 kW (3,4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	7 A
	Elektrický prúd, max.	11 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	4,9 A
<b>Napájací zdroj 6</b>	Napätie/frekvencia	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	3 W (4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	8 A
	Elektrický prúd, max.	12 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	5,6 A

		Discotom-10
<b>Napájací zdroj 7</b>	Napätie/frekvencia	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Napájací vstup	3L + (N) + PE
	Napájanie S3 70 %	3 W (4 hp)
	Prúd, menovitá záťaž	7 A
	Elektrický prúd, max.	11 A
	Menovitý prúd najväčšieho motora alebo záťaže	5 A
<b>Chladiaci systém</b>		Chladiaci systém 4
<b>Výfuk</b>	Odporúčaná kapacita	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /h) pri 0 mm (0") na vodnom stĺpci.
<b>Pokročilé funkcie</b>	Stôl v tvare písmena X, automatický	Áno. Veľkosť 240 x 270 mm (9,4" x 10,6")
	Stojan v tvare písmena X, manuálny	Nie
	Otočný stojan	Nie
<b>Kategória bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti</b>	Núdzové zastavenie	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
	Bezpečnostný ochranný kryt	PL d, kategória 3 Kategória zastavenia 0
	Zámok bezpečnostného ochranného krytu	PL a, kategória B Kategória zastavenia 0
	Neúmyselné spustenie recirkulačnej kvapaliny	PL b, kategória 1
	Funkcia udržiavania v chode	PL d, Kategória 3 Kategória zastavenia 0
<b>Prúdový chránič (RCCB)</b>		Typ B, Odporúča sa 30 mA (alebo viac)
<b>Úroveň hluku</b>	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 79,5 dB(A) (nameraná hodnota) Neistota K = 4 dB(A) Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202
<b>Úroveň vibrácií</b>	Deklarovaná úroveň vibrácií	Celková expozícia horných častí tela vibráciám nepresahuje 2,5 m/s <sup>2</sup> .

		Discotom-10
<b>Rozměry a hmotnost</b>	Šírka (hlavné telo)	92 cm (36,1")
	Šírka (s rukoväťou a preplachovacou pištoľou)	105 cm (41,4")
	Šírka (jeden tunel)	Ľavý: 140 cm (55,1")
	Šírka (dva tunely)	N/A
	Hĺbka	89 cm (34,9")
	Výška (zatvorený ochranný kryt, obsahuje rukoväť)	87 cm (34,2")
	Výška (otvorený ochranný kryt)	108 cm (42,5")
	Hmotnosť	200 kg (441 libier)