

		Xmatic Compact sin transportadora vertical
Capacidad	Muestras individuales	No
	Soporte portamuestras	Diámetro: disco MD 140 mm para 250 mm Diámetro: disco MD 160 mm para 300 mm
Estación de esmerilado plano de alta velocidad	Diámetro	-
	Velocidad	-
	Eliminación de material	-
	Dirección de rotación	-
	Unidad de recirculación	-
	Potencia del motor	-
	- Continuo (s1)	-
	Máx. (s3)	-
Estación MD de esmerilado y pulido	Diámetro	250 (10") mm o 300 mm (12")
	Velocidad de rotación	50-600 rpm (1000 rpm cuando el disco se seca por centrifugación)
	Dirección de rotación	Sentido horario
	Potencia del motor	-
	- Continuo (s1)	1,5 kW
	Máx. (s3)	N/A
Portamuestras Portamuestras	Portamuestras	Aplicable solo con porta etiquetas RFID
	Peso máx.	4 kg (8,8 lb) muestras incluidas
	Altura muestra máx.	40 mm (1,6")
	Saliente máximo de la muestra bajo el soporte	6 mm (0,2")
	Fuerza	50-500 N en pasos de 10 N
	Precisión de la fuerza	±10% hasta 100 N, ±10 N en valores superiores
	Velocidad de rotación	-
	en proceso	50-300 rpm, velocidad variable en pasos de 10
	cuando se seca	1200 rpm
	Dirección de rotación	Sentido en contra, a favor de las agujas del reloj
	Motor	1,1 kW
	Par motor	7,3 Nm a 150 rpm

		Xmatic Compact sin transportadora vertical	
Transportadora vertical	Número de soportes porta muestras	-	
Elevador MD	Número de superficies MD	8	
Estación de limpieza	Agua a alta presión	40 bar (580 psi)	
	Alcohol y jabón	Sí	
Características	Eliminación de material	0,05 mm-6 mm (0,002-0,2") en estación MD de esmerilado y pulido	
	Afilado de piedra de esmerilado de alta eliminación	-	
	Afilado de superficies MD	Automático (punta de diamante/barra de óxido de aluminio)	
	Dosificación automática		7 bombas de suspensión OP o DP
			1 eyector de alcohol para la estación de limpieza
			1 eyector de jabón para la estación de limpieza
	Limpieza automática de los tubos de dosificación		
	Estación de esmerilado plano de alta velocidad	-	
Opciones	Limpieza con ultrasonidos	Sí	
	Recirculación para estación MD esmerilado/pulido	Sí	
Software y electrónica	Pantalla táctil	Capacitivo	
	Pantalla	LCD, 12,1" (1280 x 800)	
Normas de seguridad/directivas/legislación		Consulte la Declaración de conformidad/Manual de instrucciones	
ALCANCE		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.	
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	-	
	Durante el funcionamiento	5-40°C (41-104°F)	
	Durante el transporte		-25°C-55°C (transporte)
			-25°C-70°C (máx. 24 horas durante el transporte)
	Humedad	35-85 % humedad relativa sin condensación	
	Caudal	Mín. 10 l/m (2,6 gpm)	
Suministro de agua (agua corriente)	Conexión, Entrada de agua	3/4"	
	Presión	2 - 9,9 bar (29 - 143 psi)	

		Xmatic Compact sin transportadora vertical
Salida de agua residual	Diámetro	50 mm (1,97")
	Altura de la salida	50 cm (19,7") por encima del suelo
	Distancia máxima al drenaje	600 cm (20")
	Pendiente	Mín. 8%
Suministro de aire comprimido	Presión	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Caudal	Mín. 200 l/m (53 gpm)
	Calidad recomendada	Clase-3 según ISO 8573-1
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	220 V/430 V ±15% (50/60 Hz)
	Alimentación de entrada	15 A
	Potencia	-
	- Carga nominal	1,5 kW
	- Reposo	500 W
	Actual	-
	- Nominal Nominal	4 A
	- Máx. Máx.:	15 A
	- Intensidad, carga más alta Intensidad, carga más alta	4,6 A
Escape	Diámetro	100 mm (2")
	Capacidad recomendada	250 m³/h (8830 ft³/h)
Dimensiones y peso	Ancho	149 cm (586,6")
	Profundidad	75,0 cm (29,5")
	Altura	189,0 cm (74,4")
	Altura (con cubierta abierta)	244,0 cm (96,0")
	Peso	690 kg (1522 lb)

		Xmatic Compact sin transportadora vertical
Categorías del circuito de seguridad / Nivel de rendimiento	SF-1 Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-4 Función de velocidad limitada, movedor de portamuestras	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-5 Enclavamiento de la tapa principal de seguridad, movimientos peligrosos	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-5A Enclavamiento de la tapa principal de seguridad, agua y etanol	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-6 Enclavamiento de la tapa principal de seguridad con dispositivo de bloqueo	PL a, categoría b Categoría de parada 0
	SF-7 Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-8 Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-10 Enclavamiento de las puertas de la unidad de recirculación, estación MD	PL b, categoría 1 Categoría de parada 0
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 64,4 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K =4 dB
Nivel de ruido	Nivel de presión de ultrasonidos equivalente (nivel equivalente de ultrasonidos)	Lteq, T=95,2 dB (valor medido). Incertidumbre K =2 dB
Nivel de ruido	<p>Las cifras indicadas son niveles de emisiones y no son necesariamente niveles de trabajo seguros. Aunque existe una correlación entre las emisiones y los niveles de exposición, esta no puede utilizarse de manera fiable para determinar si se requiere o no adoptar otras medidas de precaución. Los factores que influyen en el</p> <p>nivel actual de exposición de los trabajadores incluyen las características de la sala y otras fuentes de ruidos, es decir, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. Además, el límite permisible de exposición varía en cada país. Sin embargo, esta información permitirá</p> <p>que el usuario de la máquina pueda evaluar mejor los riesgos y los peligros.</p>	
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A