

Programme

PROGRAMM 1

Dauer: 1 Minute
Typisch für: Reinigung nach Planschleifen oder Diamantpolieren

PROGRAMM 2

Dauer: 1 ½ Minuten
Typisch für: Reinigung nach Feinschleifen auf MD-Allegro/Largo

PROGRAMM 3

Dauer: 2 Minuten
Typisch für: Endreinigung, z.B. nach Oxidpolieren, zusätzlicher Luftstrom während der Trocknung.



SPEZIFIKATIONEN

Lavamin

Automatische Reinigungsstation für Einzel- und Gesamtprobenhalter bis 160 mm Durchmesser. Für Tegramin-25/-30, TegraForce-5 und RotoForce-4. Nivellierscheibe und Halteringe in 25 mm / 1", 30 mm / 1¼", 40 mm / 1½" und 50 mm / 2" Durchmesser sind im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR

Nivellierscheibe zum Anbringen der Halteringe für Einzelproben

Für runde Proben 25 mm / 1", 30 mm / 1¼"; 40 mm / 1½" und 50 mm / 2" dia. Für Lavamin

Halteringe für Proben mit 25 mm/1" Durchmesser

Zum Halten von Einzelproben in Einzelprobenhalterscheiben zur Reinigung in Lavamin. VE 15 Stück.

Halteringe für Proben mit 30 mm / 1¼" Durchmesser

Zum Halten von Einzelproben in Einzelprobenhalterscheiben zur Reinigung in Lavamin. VE 15 Stück.

Halteringe für Proben mit 40 mm / 1½" Durchmesser

Zum Halten von Einzelproben in Einzelprobenhalterscheiben zur Reinigung in Lavamin. VE 15 Stück.

Halteringe für Proben mit 50 mm / 2" Durchmesser

Zum Halten von Einzelproben in Einzelprobenhalterscheiben zur Reinigung in Lavamin. VE 15 Stück.

Anbringhilfe für Halteringe

Zum Anbringen und Justieren von Halteringen, zur Verwendung mit Lavamin.

Für Proben 25 mm / 1" Ø.

Zum Anbringen und Justieren von Halteringen, zur Verwendung mit Lavamin.

Für Proben 30 mm / 1¼" Ø.

Zum Anbringen und Justieren von Halteringen, zur Verwendung mit Lavamin.

Für Proben 40 mm / 1½" Ø.

Zum Anbringen und Justieren von Halteringen, zur Verwendung mit Lavamin.

Für Proben 50 mm / 2" Ø.

Gummiendeckel

Zum Festhalten von kleinen und leichten Proben in der Probenhalterscheibe.

Für Probenhalterscheiben von Tegramin-25, TegraForce und RotoForce.

Zur Verwendung mit Lavamin. Für Probenhalterscheiben 140 mm Ø.

Zum Festhalten von kleinen und leichten Proben in der Probenhalterscheibe.

Für Probenhalterscheiben von Tegramin-30. Zur Verwendung mit Lavamin.

Für Probenhalterscheiben 160 mm Ø.

Artikel-Nr.

06236133

Artikel-Nr.

06236920

06236910

06236911

06236912

06236913

06236921

06236922

06236923

06236924

06236925

06236926



Erfahren Sie mehr über
die neue Generation
und Lavamin
www.struers.com/lavamin

ZUM VIDEO

Struers Geräte sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der anwendbaren internationalen Richtlinien und ihrer zugehörigen Normen. (Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrer Struers Niederlassung vor Ort in Verbindung).

Alle Struers Produkte werden laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.