

SPEZIFIKATION

Hexamatic mit Zulieferband

Vollautomatisches Präparationssystem mit einer Planschleifstation und einer Feinschleif-/Polierstation für acht Präparationsunterlagen. Zulieferband für acht Einzel- oder Gesamtprobenhalter, Umlaufkühlleinheit, Flascheneinheit mit acht peristaltischen Pumpen, Abtragsensor und zwei integrierten Reinigungsstationen. PC und Bedienung über Touchscreen integriert.

Artikel-Nr.:	Spannung
05946129	3 x 200-240 V / 50/60 Hz
05946146	3 x 380-415 V / 50/60 Hz
05946154	3 x 460-480 V / 60 Hz

Hexamatic ohne Zulieferband

Vollautomatisches Präparationssystem mit einer Planschleifstation und einer Feinschleif-/Polierstation für acht Präparationsunterlagen. Umlaufkühlleinheit, Flascheneinheit mit acht peristaltischen Pumpen, Abtragsensor und zwei integrierten Reinigungsstationen. PC und Bedienung über Touchscreen integriert.

Artikel-Nr.:	Spannung
06406129	3 x 200-240 V / 50/60 Hz
06406146	3 x 380-415 V / 50/60 Hz
06406154	3 x 460-480 V / 60 Hz

Struers Geräte erfüllen die Bestimmungen der anwendbaren internationalen Richtlinien und ihrer zugehörigen Normen. (Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Struers Niederlassung in Verbindung).

Alle Struers Produkte werden laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

VERBRAUCHSMATERIAL

Schleifstein 6A27 #150

Aluminiumoxid Schleifstein, für das Planschleifen harter Stähle bzw. Hartmetalle, für Hexamatic. Körnung 150, 270 mm Ø 40800181

Schleifstein 4A27 #150

Aluminiumoxid-Schleifstein, für das Planschleifen von Metallen > HV 250, für Hexamatic. Körnung 150, 270 mm Ø 40800179

Schleifstein 3A27 #150

Aluminiumoxid Schleifstein, für das Planschleifen von Nickelbasislegierungen und rostfreiem Edelstahl, für Hexamatic. Körnung 150, 270 mm Ø 40800182

Schleifstein 2S27 #150

Siliziumkarbid-Schleifstein, für das Planschleifen von Nichteisenmetallen, für Hexamatic. Körnung 150, 270 mm Ø 40800180

Diamantschleifscheibe 8D27 #120

Kunstharzgebundene Diamantschleifscheibe für das Planschleifen von Keramik und Hartmetallen. Körnung 120, 270 mm Ø 40800183



ZUBEHÖR

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 6 Proben 25-40 mm Ø, rostfreier Stahl.

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 3 runde Proben 50-61 mm Ø, 10-17mm hoch, rostfreier Stahl.

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 6 eckige Proben 25x36 mm, 3-10 mm hoch, rostfreier Stahl.

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 5 Proben 19x45 mm, rostfreier Stahl.

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 3 Proben 68x37 mm, rostfreier Stahl.

Probenhalter für Hexamatic

140 mm Ø für Gesamtandruck, für 3 Proben 50 mm / 2" Ø, max. 27,5 mm / 1.1" hoch, rostfreier Stahl.

Uniforce für Hexamatic

Nivellierapparat zum Nivellieren von Proben in 140 mm Ø Probenhaltern. Ohne Druckfuß.

Nivellierapparat für Einzelproben, metrisch

Nivellierapparat zum Vor-Nivellieren von Einzelproben für Hexamatic. Für 25, 30 und 40 mm Ø.

Nivellierapparat für Einzelproben, Zoll

Nivellierapparat zum Vor-Nivellieren von Einzelproben für Hexamatic. Für 1", 1¼" und 1½" Ø.

Verbindungsstück für Einzelprobenhalter

Für Hexamatic.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 25 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 30 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 40 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1¼" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1½" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 25 mm/1" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatten 06086902 und 06086909 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St. 05946921

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 30 mm mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086903 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St. 05946922

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 1¼" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086910 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St. 05946923

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 1½" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086911 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St. 05946924

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 40 mm mit Hexamatic.


Mit Probenhalterplatte 06086904 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St. 05946925

Artikel-Nr.

05946902




05946903



05946904



05946905



05946906



05946926



05946200

Uniforce für Hexamatic

Nivellierapparat zum Nivellieren von Proben in 140 mm Ø Probenhaltern. Ohne Druckfuß.

Nivellierapparat für Einzelproben, metrisch

Nivellierapparat zum Vor-Nivellieren von Einzelproben für Hexamatic. Für 25, 30 und 40 mm Ø.

05946916

Nivellierapparat für Einzelproben, Zoll

Nivellierapparat zum Vor-Nivellieren von Einzelproben für Hexamatic. Für 1", 1¼" und 1½" Ø.

05946917



05946901



06086902

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 25 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

06086903

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 30 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

06086904

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 40 mm Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.



06086909

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

06086910

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1¼" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

06086911

Probenhalterscheibe, 4 mm für 6 x 1½" Ø

Für Einzelproben Hexamatic und Tegramin-25. Verbindungsstück (05946901) muss separat bestellt werden.

05946921

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 25 mm/1" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatten 06086902 und 06086909 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St.

05946922

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 30 mm mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086903 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St.



05946923

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 1¼" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086910 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St.

05946924

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 1½" mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086911 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St.

05946925

Halteringe zur Präparation von Einzelproben 40 mm mit Hexamatic.

Mit Probenhalterplatte 06086904 zu verwenden. Aus rostfreiem Stahl. VE 6 St.