

## 技术参数

### 尺寸:

高度: 190 mm / 7.5"  
宽度: 380 mm / 15"  
深度: 370 mm / 14.5"  
重量: 9.5 千克 / 21 磅

### 规格

#### 内置真空泵的CitoVac

真空浸渍装置。需要4.5–6巴压缩空气。1 x 100–240 V / 50–60 Hz。  
产品号码: 05926119

#### 外部泵用CitoVac

真空浸渍装置, 需要外部真空泵。1 x 100–240 V / 50–60 Hz。  
产品号码: 05926219

#### Welch真空泵

用于Discoplan–TS, CitoVac和Accutom–100, –50, –5, –2。真空: ~907 mbar。  
输出: ~34 l/min。尺寸L x W x H, cm (in):  
37.5 x 21 x 25.5 (14.8 x 8.3 x 10.0)  
115 V / 60 Hz, 产品号码: 06196121  
230 V / 50 Hz, 产品号码: 06196133

**镶样杯托架, 用于8个直径30 mm/1¼" 的FixiForm**  
方便放置镶样杯。带支座, 当其未放置在CitoVac中时仍可进行安全存储。  
产品号码: 05926901

**镶样杯托架, 用于5个直径40 mm/1½"的FixiForm**  
方便放置镶样杯。带支座, 当其未放置在CitoVac中时仍可进行安全存储。  
产品号码: 05926902

**试样座支架, 用于6 x 30 mm和5 x 40 mm试样座**  
用于方便地放置试样座。当未放置在CitoVac中时, 有底座提供支撑, 可安全存储。  
产品号码: 05926905

#### 试样粘贴用盖子

自带按压杆和支撑环, 用于在载玻片上粘贴试样以制备薄片试样。  
产品号码: 05926904

#### CitoVac耗材套装


CitoVac用一次性耗材组合。  
包含100根塑料导管和1个真空室保护盖。  
产品号码: 40300080

#### CitoVac e–Training网络培训

CitoVac在线培训模块, 演示了拆箱、安装和操作步骤。订购对最多3个指定用户在一年内有有效。订购时请提供用户姓名和电子邮件地址。  
产品号码: 86210400

#### EpoDye

用于显微镜下区别试样基体内裂纹和孔洞的荧光添加剂。与SpeciFix、EpoFix、ClaroCit和ViaFix配合使用。显微镜必须使用特殊滤镜。  
产品号码: 40300002



用EpoFix和EpoDye镶嵌的电缆

#### EpoFix 套装

环氧冷镶嵌系统, 室温下约12小时完成固化, 无收缩, 尤其适合真空浸渍。透明。  
产品号码: 40200029

#### EpoFix 树脂, 1 l

用于EpoFix环氧冷镶嵌系统。1 l EpoFix 树脂对应130 ml EpoFix硬化剂。  
产品号码: 40200030

#### EpoFix 硬化剂, 500 ml

用于EpoFix环氧冷镶嵌系统。500 ml EpoFix硬化剂对应4 l EpoFix树脂。  
产品号码: 40200031

#### SpeciFix–20 套装

环氧冷镶嵌系统, 室温下约8小时完成固化, 无收缩, 尤其适合真空浸渍。透明。  
产品号码: 40200048

#### SpeciFix–40 套装

环氧冷镶嵌系统, 加热条件(40–60° C)下约3.5小时完成固化, 很低收缩率, 适合真空浸渍。透明。  
产品号码: 40200049

#### SpeciFix 树脂, 1 l

适用于环氧树脂冷镶嵌系统, 树脂可与不同固化剂混合以获得不同的性质。与SpeciFix–20 或SpeciFix–40 固化剂配合使用。  
产品号码: 40200051

#### SpeciFix–20 固化剂, 500 ml

适用于环氧树脂冷镶嵌系统, 室温固化。500 ml SpeciFix–20 固化剂对应2.5 l SpeciFix树脂。  
产品号码: 40200052

#### SpeciFix–40 固化剂, 1 l

适用于环氧树脂冷镶嵌系统, 加热(40 – 60° C)固化。1 l SpeciFix–40 固化剂对应2 l SpeciFix树脂。  
产品号码: 40200053

#### CaldoFix–2 套装

环氧冷镶嵌系统, 加热到75 °C / 167 °F时在1½ 小时内完成固化。很低收缩率, 适合真空浸渍。透明。  
产品号码: 40200084

#### CaldoFix 树脂, 1 l

与CaldoFix–2 硬化剂混合使用。1 l 树脂对应325 ml 硬化剂。  
产品号码: 40200085

#### CaldoFix 固化剂, 500 ml

与CaldoFix–2 树脂混合使用。500 ml 硬化剂对应1.5 l 树脂。  
产品号码: 40200086

关于冷镶样所用的镶样模、染色剂、锥形角钢及其他附件, 参见相关手册。

Struers的设备符合适用的国际指令和附属标准的规定。( 详细信息请联系当地供应商 )

本着持续改进产品的宗旨, Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。



司特尔 ( 上海 ) 国际贸易有限公司  
中国上海市浦东新区张江高科技园区  
张衡路1696号  
邮编: 201203  
电话: +86 (21) 6035 3900  
传真: +86 (21) 6035 3999  
邮箱: struers@struers.cn  
www.struers.cn



#### Struers ApS

Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Phone +45 44 600 800  
Fax +45 44 600 801  
struers@struers.dk  
www.struers.com

#### AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Struers Australia  
27 Mayneview Street  
Milton QLD 4064  
Australia  
Phone: +61 7 3512 9600  
Fax: +61 7 3369 8200  
info.au@struers.dk

#### BELGIQUE (Wallonie)

Struers S.A.S.  
370, rue du Marché Rollay  
F-94507 Champigny  
sur Marne Cedex  
Téléphone +33 1 5509 1430  
Télécopie +33 1 5509 1449  
struers@struers.fr

#### BELGIUM (Flanders)

Struers GmbH Nederland  
Elektraweg 5  
3144 CB Maassluis  
Telefoon: +31 (10) 599 7209  
Fax: +31 (10) 5997201  
netherlands@struers.de

#### CANADA

Struers Ltd.  
7275 West Credit Avenue  
Mississauga, Ontario L5N 5M9  
Phone +1 905-814-8855  
Fax +1 905-814-1440  
info@struers.com

#### CHINA

Struers Ltd.  
No. 1696 Zhang Heng Road  
Zhang Jiang Hi-Tech Park  
Shanghai 201203, P.R. China  
Phone +86 (21) 6035 3900  
Fax +86 (21) 6035 3999  
struers@struers.cn

#### CZECH REPUBLIC

Struers GmbH  
Organizační složka  
Havlíčková 361  
CZ-252 63 Roztoky u Prahy  
Phone +420 233 312 625  
Fax: +420 233 312 640  
czechrepublic@struers.de

#### DEUTSCHLAND

Struers GmbH  
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5  
D-47877 Willich  
Telefon +49 (0) 2154 486-0  
Fax +49 (0) 2154 486-222  
verkauf@struers.de

#### FRANCE

Struers S.A.S.  
370, rue du Marché Rollay  
F-94507 Champigny  
sur Marne Cedex  
Téléphone +33 1 5509 1430  
Télécopie +33 1 5509 1449  
struers@struers.fr

#### IRELAND

Struers Ltd.  
Unit 11 Evolution @ AMP  
Whittle Way, Catcliffe  
Rotherham S60 5BL  
Tel: +44 0845 604 6664  
Fax: +44 0845 604 6651  
info@struers.co.uk

#### ITALY

Struers Italia  
Via Monte Grappa 80/4  
20020 Arese (MI)  
Tel. +39-02/38236281  
Fax +39-02/38236274  
struers.it@struers.it

#### JAPAN

Marumoto Struers K.K.  
Takara 3rd Building  
18-6, Higashi Ueno 1-chome  
Taito-ku, Tokyo 110-0015  
Phone +81 3 5688 2914  
Fax +81 3 5688 2927  
struers@struers.co.jp

#### NETHERLANDS

Struers GmbH Nederland  
Elektraweg 5  
3144 CB Maassluis  
Telefoon: +31 (10) 599 7209  
Fax: +31 (10) 5997201  
netherlands@struers.de

#### ÖSTERREICH

Struers GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Ginzkeyplatz 10  
A-5020 Salzburg  
Telefon +43 662 625 711  
Fax +43 662 625 711 78  
austria@struers.de

#### POLAND

Struers Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Jasnogórska 44  
31-358 Kraków  
Phone +48 12 661 20 60  
Fax +48 12 626 01 46  
poland@struers.de

#### ROMANIA

Struers GmbH  
Sucursala Sibiu  
Str.Scoala de Inot, nr. 18  
RO-550005 Sibiu  
Phone +40 269 244 558  
Fax +40 269 244 559  
romania@struers.de

#### SCHWEIZ

Struers GmbH  
Zweigniederlassung Schweiz  
Weissenbrunnstraße 41  
CH-8903 Birmsdorf  
Telefon +41 44 777 63 07  
Fax +41 44 777 63 09  
switzerland@struers.de

#### SINGAPORE

Struers Singapore  
627A Aljunied Road,  
#07-08 BizTech Centre  
Singapore 389842  
Phone +65 6299 2268  
Fax +65 6299 2661  
struers.sg@struers.dk

#### SUOMI

Struers Suomi  
Kalevankatu 43  
00180 Helsinki  
Puhelin +358 0207 919 430  
Faksi +358 0207 919 431  
finland@struers.fi

#### SWEDEN

Struers Sverige  
Ekbacksvägen 22  
168 69 Bromma  
Telefon +46 (0)8 447 53 90  
Telefax +46 (0)8 447 53 99  
info@struers.se

#### UNITED KINGDOM

Struers Ltd.  
Unit 11 Evolution @ AMP  
Whittle Way, Catcliffe  
Rotherham S60 5BL  
Tel: +44 0845 604 6664  
Fax: +44 0845 604 6651  
info@struers.co.uk

#### USA

Struers Inc.  
24766 Detroit Road  
Westlake, OH 44145-1598  
Phone +1 440 871 0071  
Fax +1 440 871 8188  
info@struers.com